





Galaxy とは

Galaxy はゲノムなどの生物学データを対象とした、解析ツール組み合わせインタフェイスです。

ペンシルバニア州立大学を中心としたGalaxy team が開発

- ユーザは生物学データを,
- •用意されたツールを組み合わせて解析,
- ・ツールの組み合わせや計算履歴の保存と共有,
- ・計算履歴,ワークフローの公開ができます。



DBCLS Galaxy とは

DBCLS Galaxy は Galaxy をベースとし、主に日本の生物系研究者を対象として、独自のツールや機能を組み込んだGalaxy です。




http://galaxy.dbcls.jp/

注: DBCLS Galaxy の機能をフルに利用するためには、DBCLS OpenIDのアカウントを取得する必要があります。(データ解析だけならば、アカウントなしでもご利用できます)



DBCLS Galaxy の画面





DBCLS Galaxy の特徴

DBCLS Galaxy は日本の生物系研究者を主ターゲットとするため、

- 国内の生物系研究者がよく使う国内外 DB をサポート (TogoWS経由)
 NCBI, EBI, PDB, KEGG などからデータを取得可能
- 日本人向けのカスタマイズ日本語のメニュー日本語の文献を検索など の機能・ツールが組み込まれている

また、DBCLS で開発された

- テキストマイニング系のツールが組み込まれ,
- -DBCLS OpenID で認証する




DBCLS Galaxy の利用例

実際に使ってみましょう

- Step0. DBCLS OpenID でログインする
- Step1. exon のデータと SNPs のデータを用意する
- Step2. 「SNPs の数が多い exon を探す」という解析を DBCLS Galaxyに用意されたツールを組み合わせ て行う
- Step3. ツールの組み合わせ手順を ワークフローとして保存する
- Step4. 他のユーザと解析履歴,ワークフローを共有する
- Step5. 解析履歴,ワークフローを公開する



Step0. DBCLS OpenID でログインする





Step1. データの用意

exon のデータと SNPs のデータを用意する





exonデータの取得

- Galaxy Analysi Data Worldline Data Libraries Admin Help Unia	clade: Mammal genome: Human assembly: Feb. 2009 (GRCh37/hg19)							
imited to invalidate the control of the contr	group: Genes and Gene Prediction Tracks ▼ track: UCSC Genes ▼ add custom tracks table: knownGene ▼ describe table schema region: © genome © position chr22:1-51304566 lookup define regions							
Send output to GREAT								
e Bases server (Managastat server) (Managast	© Coding Exons © 3' UTR Exons							
Send query to Gala をクリック	Downstream by 200 bases Note: if a feature is close to the beginning or end of a chromo may be truncated in order to avoid extending past the edge of the send query to Galaxy Cancel							



SNPsデータの取得

OFFIG. Seath Control and Contr	mmal genome: Human tra	ck: SNPs (131) add custom tracks
** SEMICA CHART SHEET CONTROL	BED - browser extensible data	Send output to ☑ Galaxy ☐ GREAT
e Browser Get output をクリック	Home Genomes Genome Browser Blat Tables Gene Output knownGene as BED Include custom track header: name= tb_knownGene description= table browser query on knownGene visibility= pack vurl= Create one BED record per: Whole Gene Upstream by 200 bases Exons plus 0 bases at each end Introns plus 0 bases at each end 5' UTR Exons Coding Exons 3' UTR Exons Downstream by 200 bases	4: UCSC Main on Human: snp131 (chr22:1- ● 0 ※ 51304566) 379,047 regions, format: bed, database: hg19 情報: UCSC Main on Human: snp131 (chr22:1-51304566) save rerun BX main view in GeneTrack 1.Chrom 2.Start 3.End 4.Name 5 6.Strand chr22 16050115 16050116 rs77005907 0 - chr22 16050251 16050252 rs3016036 0 + chr22 16050352 16050353 rs56342815 0 + chr22 16050352 16050353 rs2334386 0 + chr22 16050374 16050375 rs2844882 0 + chr22 16050407 16050408 rs2844883 0 +
Send query to Galaxy をクリック	Note: if a feature is close to the beginning or end of a chrom they may be truncated in order to avoid extending past the e Send query to Galaxy Cancel	データ取得




Step2. ツールを組み合わせてデータ解析


「SNPs の数が多い exon を探す」という解析を DBCLS Galaxyに用意されたツールを組み合わせて行う

使うツール

1.区間計算の Join





2. グループ化+出現数カウント






Step2-1区間計算の Join








Step2-2 グループ化+出現数カウント






Step2-3 ソート





Step2. ツールを組み合わせてデータ解析

「SNPs の数が多い exon を探す」という解析を DBCLS Galaxyに用意されたツールを組み合わせて行う





Step2. ツールを組み合わせてデータ解析


今回は触れませんが...

用意されているゲノム解析のツール群に加え, キーワードから関連遺伝子→タンパク質構造を見たり, キーワードから PubMed の検索をし, それらの文献に関連する日本語の文献を検索したり できます.



Step3. ワークフローの保存


ツールの組み合わせ手順をワークフローとして保存する





Step3. ワークフローの保存

ツールの組み合わせ手順をワークフローとして保存する




チェックボックスでツールとデータを選択後



ワークフローエディタ

今回は触れませんが...


ヒストリーを使わずワークフローを作るエディタも付いてます





Step4. 他のユーザとの共有

特定のユーザと解析履歴を共有する





Step4. 他のユーザとの共有

特定のユーザとワークフローを共有する

ワークフロー画面から、シェアしたいワークフローを選ぶ



No workflows have been shared with you.

Other options

Configure your workflow menu

あとはヒストリー(計算履歴)と同様



Step5. 解析履歴,ワークフローの公開

解析履歴を公開する



公開のための URL作成

公開のための URL作成と 公開リストへ 掲載



Step5.解析履歴,ワークフローの公開

解析履歴を公開する

公開のためのURL作成と公開リストへ掲載

Sharing and Publishing History 'Exon SNPs'

Making History Accessible via Link and Publishing It

This history accessible via link and published.

Anyone can view and import this history by visiting the following URL:

公開URL

http://galaxy.dbcls.jp/u/atsuko/h/exon-snps

This history is publicly listed and searchable in Galaxy's Published Histories section.


You can:

Unpublish History 公開された計算履歴リスト

Removes history from Galaxy's <u>Published Histories</u> section so that it is not publicly listed or searchable.

Disable Access to History via Link and Unpublish

Disables history's link so that it is not accessible and removes history from Galaxy's <u>Published Histories</u> section so that it is not publicly listed or searchable.



₹ Galaxy	An	alyze Data	Workflow	Data Librari	ies Admin	Help	User			
Published Histories										
search Advanced Search										
<u>Name</u>	Annotation	Owner	Communit	y Tags	Last Updated	1				
Twitter Nortify		atsuko			less than a mi	inute ag	0			
Exon SNPs		atsuko			17 minutes ag	30				



Step5.解析履歴,ワークフローの公開

ワークフローを公開する

ワークフロー画面から、シェアしたいワークフローを選ぶ



No workflows have been shared with you.

Other options

Configure your workflow menu

あとはヒストリー(計算履歴)と同様



まとめ

DBCLS Galaxy はゲノムなどの生物学データを対象とした、解析ツール組み合わせインタフェイスで、これを使うと、

- 用意されたツールを組み合わせて 生物学データを解析。
- ・ツールの組み合わせや計算履歴の保存
- ・ユーザ間の計算履歴・ワークフローの共有,
- ・計算履歴・ワークフローの公開ができます。



今後の予定

データライブラリを整備 LSDBの他のツールとの連携&組み込み

日本語ドキュメントの充実

組み込みツール,ドキュメント化などについて, ぜひご意見・ご要望をお寄せ下さい。 support@dbcls.rois.ac.jp